

# Bestellübersicht

## Relaxsessel Flex



passendes Nackenkissen  
erhältlich



inklusive umklappbarer  
Rückenlehne



### Größe

Größe S	Größe M	Größe L
für Körpergröße ca. 155 - 160 cm	für Körpergröße ca. 160 - 173 cm	für Körpergröße ab ca. 173 cm
Sitztiefe: 50 cm* Sitzhöhe: 44 cm*	Sitztiefe: 50 cm* Sitzhöhe: 47 cm*	Sitztiefe: 50 cm* Sitzhöhe: 50 cm*

### Sitzbreite


<b>bis 110 kg</b>
Unsere Sessel sind standardmäßig bis 110 kg ausgelegt.
<b>50 cm*</b>

### Bezugsmaterial

#### Leder bspw. „Engadin/Atlas“

Das Leder „Engadin/Atlas“ hat nicht nur eine elegante Ausstrahlung, sondern überzeugt auch durch seinen weichen Griff. Das Leder ist atmungsaktiv und nimmt die Körpertemperatur an. So ist es auch im Winter angenehm warm. Das Leder „Engadin“ ist sehr pflegeleicht.

Farbe: \_\_\_\_\_



## Stoff bspw. „Style“

Der Q2 Markenstoff „Style“ hat nicht nur eine elegante Ausstrahlung, sondern überzeugt auch durch seine Pflegeleichtigkeit. Die Garne sind nach dem OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert und für die Färbung werden nur unbedenkliche und in Deutschland zugelassene Farbstoffe verwendet. Dank der hohen Lichtechtheitswerte bleibt die Farbe zudem lange erhalten.



Farbe: \_\_\_\_\_

## Funktionsweise



### manuell

#### Bedienung über einen Hebel in der Innenseite:

Halten Sie die Armlehnen fest und drücken Sie sich etwas nach hinten ab, um zunächst das Fußteil auszufahren. Ziehen Sie nun den Hebel und drücken Sie mit etwas Körperkraft gegen das Rückenteil, um in die Liegeposition zu kommen.

Geeignet für: Menschen, die weitestgehend mobil und fit sind.

### motorisch

#### Bedienfeld mit Bedientasten und USB-Ladeanschluss an der Außenseite:

Drücken Sie die Tasten des Bedienfelds, um das Fußteil auszufahren und den Rücken nach hinten zu bewegen. Sie können die Position stufenlos einstellen!

Geeignet für: Menschen, die etwas Unterstützung benötigen oder gerne stufenlose Verstellung wünschen.

### motorisch + Aufstehhilfe

#### Bedienung für Relax- und Liegefunktion + zusätzliche Aufstehhilfe über einen Handschalter:

Drücken Sie die Tasten des Handschalters, um das Fußteil auszufahren und den Rücken nach hinten zu bewegen. Sie können die Position stufenlos einstellen! Gleiches gilt für die Aufstehhilfe.

Geeignet für: Menschen, die weniger mobil sind und Unterstützung beim Aufstehen- und Hinsetzen wünschen.

## Fußvariante



Sternfuß flach  
Edelstahl poliert



Sternfuß flach  
Edelstahl gebürstet



Sternfuß flach  
schwarz matt  
pulverbeschichtet



Linsentell Edelstahl  
geschliffen

## Armlehne



offene geschwungene  
Armlehne



schmale offene  
Armlehne Chrom



geschlossene Armlehne  
mit griffigen Flügeln

## Zubehör

### Akku-Pack - für Variante mit Aufstehhilfe

- **Mit einem zusätzlich verbauten Akku-Pack können Sie die Aufstehhilfe ohne Dauerstrom-Anschluss nutzen**
- schließen Sie den Sessel ca. alle 4 Wochen über Nacht an die Steckdose mit dem beigefügten Kabel an, um das Akku aufzuladen (ähnlich Handy-ladekabel).



175,- Euro

### Lastrollen

- 5er-Set gebremste Lastrollen passend zum Relaksessel mit Sternfuß in Aluminium poliert
- einfache Montage auch bei bestehenden Sesseln (Kunststoffgleiter am Sternfuß entfernen und Rollen einsetzen), die **Sitzhöhe wird dadurch um 5 cm\* erhöht (bei M-L um 2 cm\*)**
- Bitte beachten Sie: Nicht geeignet für Hochflor Teppiche und Teppichböden über 0,5 cm Florhöhe



110,- Euro

### Nackenkissen

- mit weicher Füllung für eine ergonomische Unterstützung
- Form: rechteckig
- Größe: 37 x 15 cm\* (+ 43 cm\* Überwurf)
- inkl. Gewicht für einfaches Anpassen der Höhe und sicheren Halt
- mit Reißverschluss



175,- Euro

# Beratung & Angebot

## Beratung:

Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen haben oder eine unverbindliche und kostenlose Beratung wünschen.

**Telefon: +49 (0)2203 - 947 986 2**

## Angebot anfordern:

Wenn Sie schon wissen, was Sie möchten, kreuzen Sie gerne alle gewünschten Optionen an und senden Sie uns diese zu.

**Achtung, die Rücksendung des ausgefüllten Formulars ist unverbindlich und noch keine Bestellung!**

Sie erhalten von uns im Anschluss unser Angebot.  
Per Post:

**MARQUARDT WOHNEN**  
**Luxemburger Str. 79-83 · D-50354 Hürth**

Oder per E-Mail:

**info@marquardt-wohnen.de**

## Meine Daten:

Name: \_\_\_\_\_

Straße + Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ + Ort \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Größe: \_\_\_\_\_

Gewicht\*: bis 110 kg

\* Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unsere Relaxsessel standardmäßig für eine Belastung von 110kg ausgelegt sind. Bei Überschreitung der angegebenen Maximalbelastung können wir keine Gewährleistung übernehmen. Sollten Sie zwischen den Werten schwanken, sprechen Sie uns gerne an. Gerne bieten wir Ihnen ein alternatives Modell mit einer Gestell-Verstärkung an.